

Luxor Display Q

Software für die Qualitätssicherung an Bildwiedergabegeräten für die Befundung nach DIN V 6868-57 und QS-Richtlinie

Luxor Display Q-K

- Konstanzprüfung nach QS-Richtlinie
- Assistenten führen durch die Konstanzprüfung
- Messen mit LXplus Leuchtdichtemessgerät
- Testbilder werden für die Bildschirmauflösung generiert
- Erinnerung an fällige Konstanzprüfungen
- Detaillierte Protokollierung der Prüfungen

Konstanzprüfung

- Datenexport nach Word, Excel, RTF und PDF
- Einfache, aber flexible Programmkonfiguration
- Unterstützung des ICM Windowsfarbmanagements
- Bis zu 8 Bildschirme verwaltbar
- Schneller Überblick über Prüfergebnisse im Prüfjournal

Luxor Display Q-K+A

• Alle Funktionen von Luxor DisplayQ-K

- Durchführung der Abnahmeprüfung für einen einzelnen Arbeitsplatz
- Unterstützung bei Einordnung der Bildschirmkategorie, Grenzwerte und Prüfintervalle für die Konstanzprüfung

Konstanz- und Abnahmeprüfung

- Übernahme der Prüfergebnisse in die Konstanzprüfung
- Druck und Export von Prüfberichten

Luxor Display Q-Dental

Dental Konstanz- und Abnahmeprüfung

- Basiert auf DisplayQ-K+A
- Konstanzprüfung nach Vorgaben der QS-Richtlinie nur für Dental
- Abnahmeprüfung mit optionaler Hinterlegung von Referenzwerten
- Nachfolger der erfolgreichen DentalQ Software

Luxor Display Q-APro


Profitool für Abnahmeprüfer

- Basiert auf DisplayQ-K+A
- Abnahmeprüfung für beliebig viele Endkunden
- Konstanzprüfung mit Journalfunktion für beliebig viele Endkunden
- Assistenten führen durch die Prüfungen
- Prüfberichte sind nicht an die Lizenznummer gebunden
- Keine Installation auf Endkundenrechner notwendig

Systemvoraussetzungen:

ab Win98 (ab 2000 für MultiMonitor), Grafikauflösung ab 1024x768 Pixel ca. 20 MB Platz auf Festplatte

http://www.wellhofer.com http://www.display-check.de



Konstanzprüfung

Konstanz- und Abnahmeprüfung

Dental Konstanz- und Abnahmeprüfung

Profitool für Abnahmeprüfer